



bisico

ТОЧНОСТЬ ФОРМ.
СОВЕРШЕНСТВО ТЕХНОЛОГИЙ.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



bisico

ТОЧНОСТЬ ФОРМ
СОВЕРШЕНСТВО
ТЕХНОЛОГИЙ



С момента основания компании Bisico в 1970 году мы руководствуемся главным принципом: ваши методики - наши технологии. Качество продукции и соответствие самым высоким требованиям клиентов - главная цель.

Система управления качеством, сертифицированная в соответствии со стандартом DIN EN ISO 13485:2012 и с приложением 5 Директивы ЕС 93/42/ЕЭС, равно как и знак Европейского сертификата соответствия на всю продукцию медицинского назначения BISICO, гарантирует соблюдение как европейских стандартов качества, так и наших собственных высоких стандартов. Мы ведем прямые поставки, а служба продаж обеспечивает персональную заботу о каждом клиенте.

Наш интернет-магазин работает круглосуточно. Посетите веб-сайты www.bisico.com.ru, www.zd-m.ru и ознакомьтесь с широким ассортиментом продукции.



Содержание

БАЗОВЫЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 4

BISICO S1 Putty
BISICO S1 Soft Putty
BISICO S1 Suhy

КОРРИГИРУЮЩИЕ ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 6

BISICO S2 Suhy Medium
BISICO S4 Suhy Light
BISICO S4 Light

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛНОГО СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ | 8

BISICO Function
BISICO Mandisil
BISICO Softbase
BISICO Adhesive

ИМПЛАНТОЛОГИЯ | 9

BISICO Precision

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСА | 10

BISICO Regidur i Heavy
BISICO Regi-trans

ОТТИСКНЫЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ | 11

BISICO Compress Heavy
BISICO Compress Mono

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ФИКСАЦИИ | 12

BISICO Provi Bond K
BISICO Cementime DC

ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ ФИКСАЦИИ | 14

BISICO E-Cem DC
BISICO Cem DC


СМЕСИТЕЛИ И НАКОНЕЧНИКИ | 16

Смесители JNB
Интраоральные канюли

ЛОЖКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ | 18

- ортопедические
- ортодонтические
- для беззубых челюстей
- для имплантологии
- сетчатые

Базовые оттискные материалы



BISICO S1 Putty

- Высокоточный пластичный базовый материал
- Обладает высокой конечной твердостью
- Хорошо сочетается с Bisico S4 Suhy, Bisico S2 Suhy, Bisico S4

Артикул **01120**

Консистенция: пластичный
Цвет: песочный
Твёрдость по Shore: 72/тип A
Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: очень высокая / тип 0
Время смешивания: 30 сек.
Рабочее время (включая время смешивания): 2:20 мин.
Время отверждения в полости рта: 3:00 мин.



BISICO S1 Soft Putty

- Высокоточный пластичный базовый материал
- Твердость по Shore 64 единицы
- Подходит для техники одноэтапного оттиска (сэндвич-техника)
- В качестве корректирующего материала подходят Bisico S2 Suhy, Bisico S4 Suhy

Упаковка: 600 мл (2x300 мл)

Артикул **01060**

Консистенция: высокопластичный

Цвет: светло-желтый

Твёрдость по Shore: 64/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: очень высокая / тип 0

Время смешивания: 30 сек.

Рабочее время (включая время смешивания): 2:20 мин.

Время отверждения в полости рта: 3:00 мин.



BISICO S1 Suhy

- Выраженные гидрофильные свойства
- Подходит для техники одноэтапного оттиска (сэндвич-техника)
- Высокопластичный материал

Упаковка: 600 мл (2x300 мл)

Артикул **01090**

Консистенция: высокопластичный

Цвет: серо-зеленый

Твёрдость по Shore: 67/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: очень высокая / тип 0


Время смешивания: 30 сек.

Рабочее время (включая время смешивания): 2:20 мин.

Время отверждения в полости рта: 3:00 мин.



Корректирующие оттисковые материалы



BISICO S4 Light

- Можно использовать при всех оттисковых методиках
- Хорошо подходит для снятия контрольного оттиска или для базового корректирующего оттиска верхней челюсти при полном съемном протезировании
- Лучше использовать, когда текучесть или гидрофильность материала может мешать

Консистенция: высокая текучесть

Цвет: голубой

Твёрдость по Shore: 50/тип A

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: низкая / тип 3

Время смешивания: 30 секунд

Рабочее время, включая смешивание: 2:30 мин.

Время отверждения в полости рта:

3:00 мин./максимум

Артикул **71700**

3 картриджа по 50 мл +
18 смесителей +
10 канюль

Артикул **01260**

153 мл. (2x76,5 мл)



BISICO S2 Suhy Medium

- Обладает высокой гидрофильностью
- Оптимальная тиксотропность предотвращает стекание материала
- Рекомендуется использовать в «сэндвич-технике»

Артикул **71730**

3 картриджа по 50 мл + 18 смесителей + 10 канюль

Консистенция: средняя текучесть

Цвет: красный

Твёрдость по Shore: 55/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: средняя / тип 2

Время смешивания: отсутствует

Рабочее время: 2:50 мин.

Время отверждения в полости рта:

3:00 мин./максимум

BISICO S4 Suhy Light

- Обладает высокой гидрофильностью
- Оптимальная тиксотропность предотвращает самопроизвольное стекание материала
- Может быть использован во всех методиках

Артикул **71430**

3 картриджа по 50 мл + 18 смесителей + 10 канюль

Артикул **71440**

6 картриджей по 50 мл + 30 смесителей

Консистенция: высокая текучесть

Цвет: фиолетовый

Твёрдость по Shore: 50/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: низкая / тип 3

Время смешивания: отсутствует

Рабочее время: 2:30 мин.

Время отверждения в полости рта:

3:00 мин./максимум

- В составе S2 Suhy и S4 Suhy имеются полиэфирные составляющие, которые являются эталоном гидрофильности
- Материал остается гидрофильным даже после ополаскивания или дезинфекции
- BISICO смогли объединить практичность винилполисилоксанов и гидрофильность полиэфиров



Материалы для полного съемного протезирования



BISICO Function

- Материал для снятия оттисков при изготовлении полных и частичных съемных протезов
- Мягкая консистенция материала позволяет формировать функциональную кромку (оттиск клапанной зоны)
- Возможно формирование дополнительного края вручную во рту пациента

Артикул **01350**

300 гр (2x150 гр) + 10 гр адгезив
+ аппликационный шприц

Консистенция: очень пластичный

Цвет: оливковый

Твёрдость по Shore: 60/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: высокая/ тип 0

Время смешивания: 30 сек.

Рабочее время (включая смешивание): 3 мин.

Время отверждения в полости рта:

3:30 мин./максимум

BISICO Mandisil

- Специальный материал для снятия оттисков с нижней челюсти
- Не гидрофильный и не тиксотропный, обладает средней плотностью
- Свойства материала позволяют изготавливать разгружающий оттиск

Артикул **01220**

150 мл (2x75 мл)

Консистенция: средняя текучесть

Цвет: сине-зеленый

Твёрдость по Shore: 48/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: средняя/ тип 2

Время смешивания: 30 сек.

Рабочее время (включая смешивание): 2:20 мин.

Время отверждения в полости рта:

3:00 мин./максимум



BISICO Adhesive

Адгезив для оттисковых ложек

Артикул **08210**

10 гр



Материалы для полного съёмного протезирования **bisico**



BISICO Softbase

- Материал для изготовления постоянной мягкой подкладки полного съёмного протеза
- Не становится жестким и размягчается даже после длительного использования
- Отлично фиксируется к протезу благодаря специальному праймеру

Артикул **73810**

Картридж - 50 мл + праймер 4 мл + лак 5 мл (A) и 5 мл (B) + 6 смесителей + аксессуары

Цвет: розовый

Твёрдость по Shore: 27/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%

Время смешивания: отсутствует

Рабочее время: 1:00 мин.

Время отверждения в полости рта:: 4:30 мин. / максимум

Окончательное отверждение:

8-9 мин., в теплой воде (40 °C) - 5 мин.

Имплантология

BISICO Precision

- Монофазный оттисковый материал для снятия оттисков с имплантатов
- Применяется в «сэндвич-технике», снятии оттисков для изготовления телескопических коронок и для наполнения ложки при полном съёмном протезировании

Артикул **71370**

4 картриджа по 75 мл + 16 смесителей

Консистенция: плотный

Цвет: оранжевый

Твёрдость по Shore: 64/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: очень высокая/ тип 1

Время смешивания: отсутствует

Рабочее время: 2:30 мин.

Время отверждения в полости рта:

3:00 мин./максимум



Материалы для регистрации прикуса

BISICO Regidur i Heavy

- Быстрозастывающий материал для регистрации прикуса
- Высокая конечная твёрдость и эластичность исключают пружинящий эффект и вероятность излома
- Хорошо поддаётся обработке, не крошится

Артикул **71570**

3 картриджа по 50 мл + 18 смесителей

Консистенция: плотный

Цвет: пурпурный

Твёрдость по Shore: 90/тип A

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: очень высокая/ тип 1

Рабочее время (от начала смешивания):

15 секунд

Время отверждения в полости рта: 45 сек.

BISICO Regi-trans

- Прозрачный материал для регистрации прикуса
- Контролирует точность соотношения челюстей
- Подходит для изготовления прозрачной матрицы (силиконового ключа), для временных коронок и мостовидных конструкций из светотверждаемого материала

Артикул **71900**

3 картриджа по 50 мл + 18 смесителей

Консистенция: плотный

Цвет: прозрачный

Твёрдость по Shore: 70/тип A

Линейная усадка: макс.0,1%


Вязкость: средняя / тип 2

Время смешивания: 30 секунд

Рабочее время: 25 сек

Время отверждения в полости рта:

1.30 сек



Оттискные материалы автоматического смешивания

BISICO Compress Heavy

- Гидрофильный базовый материал при применении «сэндвич-техники»
- Совмещает в себе высокую точность, высокую конечную твердость, низкую усадку и гидрофильность
- Совместим со всеми материалами Bisico

Артикул **05210**

1 картридж - 380 мл + 10 смесителей

Консистенция: плотный

Цвет: желтый

Твёрдость по Shore: 64/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%

Вязкость: очень высокая/ тип 1

Рабочее время (включая смешивание):

1.45 сек

Время отверждения в полости рта:

2:30 мин.

BISICO Compress Mono

- Универсальный материал для монофазных оттисков
- Используется в качестве базового и корректирующего материала
- Подходит для использования в имплантологии в качестве монофазного материала

Артикул **05220**

1 картридж - 380 мл + 10 смесителей

Консистенция: плотный

Цвет: баклажан

Твёрдость по Shore: 60/тип А

Линейная усадка: макс.0,1%


Вязкость: средняя / тип 2

Рабочее время (включая смешивание):


1.45 сек

Время отверждения в полости рта:

2:30 мин.



Цементы для временной фиксации



BISICO Provi Bond K

- Безэвгенольный цемент для фиксации временных коронок и мостов
- Автосмешивание обеспечивает точное дозирование
- Высокие адгезивные свойства
- Легкое снятие временной конструкции
- Легкое удаление избытков материала

Артикул **03720**

1 картридж 25 мл 1:1 + 12 смесителей

Артикул **03710**

1 мини-шприц 5 мл 1:1 + 10 смесителей

Толщина пленки: 7µм

Прочность на сжатие 10МПа

Время отверждения в полости рта:

2-3 минуты





BISICO Cementime DC

- Полупостоянный цемент двойного отверждения для фиксации коронок и мостовидных протезов на имплантатах, а также для долгосрочных временных конструкций
- Cementime DC не содержит эвгенола
- В отличие от цементов на основе композитов, Cementime DC® не дает усадки и обеспечивает превосходное краевое прилегание к супраструктуре
- Обладает высокими антибактериальными свойствами за счет содержания цинка
- Обеспечивает точное дозирование за счет нанесения непосредственно из мини-шприца
- Совместим со всеми видами материалов для временного протезирования

Артикул **03730**

Мини-шприц 5 мл 4:1 + 10 смесителей 4:1 коричневого цвета

Световое отверждение:

20-40 секунд с каждой стороны

Самоотверждение:

4 минуты



Цементы для постоянной фиксации



BISICO E-Cem DC

- Цемент для постоянной фиксации любых видов коронок
- Обладает высокой цветостабильностью
- Благодаря прозрачности цемента, не заметна граница между зубом и ортопедической конструкцией
- При использовании не нужно применять праймер, бондинг и протравливание
- Отличное краевое прилегание за счет малой толщины адгезивной пленки
- Легкое удаление излишков материала
- Отсутствие послеоперационной чувствительности

Артикул **75340**

Шприц 5 мл 4:1

+ 15 смесителей 4:1 коричневого цвета

Толщина пленки: 12 μ m

Прочность при сжатии
(самоотверждение/ двойное отверждение)

150 мПа

Самоотверждение: 1.30

Световое отверждение по 20 секунд с каждой стороны





BISICO Cem DC

- Самопротравливающий цемент двойного отверждения
- Подходит для постоянной фиксации керамических и металлических конструкций, композитных реставраций, а также для фиксации стекловолоконных штифтов
- Рентгеноконтрастен и имеет высокую наполненность
- Обладает высокой механической прочностью
- Соответствует цвету натурального зуба

Артикул **75240**

Цвет: А3

Шприц 5 мл + 10 смесителей CEM

Толщина пленки: 20 μ m

Прочность на изгиб
(самоотверждение/ двойное отверждение)

142/113 мПа

Прочность при сжатии
(самоотверждение/ двойное отверждение)

391/291 мПа



Смесители и наконечники



КРАСНЫЙ

наконечник для использования с аппаратом автоматического смешивания
50 штук в упаковке

Артикул **6832**



ФИОЛЕТОВЫЙ

для слепочной массы разной вязкости 1:1, 7,5мм
48 штук в упаковке

Артикул **6821**



ЖЕЛТЫЙ

для корректирующих масс А-силиконов разной вязкости 1:1,
48 штук в упаковке

Артикул **6820**



ЗЕЛЕНый

для слепочной массы разной вязкости 1:1, 6,5мм
48 штук в упаковке

Артикул **6822**



РОЗОВЫЙ

смесительный наконечник 1:1, 5,4мм
48 штук в упаковке

Артикул **6823**



ЖЕЛТЫЙ

для оттисковых материалов Bisico автоматического смешивания
48 штук в упаковке

Артикул **6833**



КОРИЧНЕВЫЙ

для замешивания цемента 1:1
48 штук в упаковке

Артикул **6829**



ГОЛУБОЙ

смесительный наконечник
48 штук в упаковке

Артикул **6824**

ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ

Насадки интраоральные (канюли)

Используются для нанесения корректирующей массы вокруг зубодесневой борозды

100 штук в упаковке

Цвет: желтый и прозрачный

Артикул **6840 (желтый)** и **6841 (прозрачный)**



Ложки для снятия оттиска

ОДНОРАЗОВЫЕ ЛОЖКИ JNB ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ

По 12 штук в упаковке
размеры S,M,L (№1,2,3) и фронтальные

Артикул: 1A5904 №1 верх / Артикул: 1A5905 №1 низ
Артикул: 1A5903 №2 низ / Артикул: 1A5902 №2 верх
Артикул: 1A5900 №3 верх / Артикул: 1A5901 №3 низ
Артикул: 1A5906 частичные верхний правый/нижний левый
Артикул: 1A5907 частичные верхний левый/нижний правый
Артикул: 1A5908 частичные фронтальные



ДЕТСКИЕ ЛОЖКИ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ JNB

по 12 штук в упаковке
размеры №1 и №2

- маленькие розовые
- большие оранжевые



Артикул: 1A5976 №1 верх (детские)
Артикул: 1A5977 №1 низ (детские)
Артикул: 1A5974 №2 верх (детские)
Артикул: 1A5975 №2 низ (детские)

ВЗРОСЛЫЕ ЛОЖКИ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ JNB

по 12 штук в упаковке
размеры № 2 и №3

- средние зеленые
- большие желтые



Артикул: 1A5972 №2 верх
Артикул: 1A5973 №2 низ
Артикул: 1A5970 №3 верх
Артикул: 1A5971 №3 низ

**ВЗРОСЛЫЕ ЛОЖКИ
ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ JNB**

По 12 штук в упаковке № 1,2 и 3
а так же фронтальные



- Артикул:
1A5964 №1 верх
- Артикул:
1A5965 №1 низ
- Артикул:
1A5962 №2 верх
- Артикул:
1A5963 №2 низ
- Артикул:
1A5960 №3 верх
- Артикул:
1A5961 №3 низ
- Артикул:
**1A5966 частичные верхний
правый/нижний левый**
- Артикул:
**1A5967 частичные верхний
левый/нижний правый**
- Артикул:
1A5968 частичные фронтальные

СЕТЧАТЫЕ ЛОЖКИ JNB

Для частичных и полных оттисков



- Артикул:
1A5931 малый частичный
(упаковка 50 штук)
- Артикул:
1A5932 большой частичный
(упаковка 35 штук)
- Артикул:
1A5933 очень малый частичный
(упаковка 50 штук)
- Артикул:
1A5930 малый полный фронтальный
(упаковка 35 штук)
- Артикул:
1A5934 большой полный фронтальный
(упаковка 30 штук)

bisico

ТОЧНОСТЬ ФОРМ.
СОВЕРШЕНСТВО
ТЕХНОЛОГИЙ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ BISICO
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМПАНИЯ «ЗДОРОВЬЕ»

125284,
Многофункциональный
деловой комплекс
“МонАрх центр”, г. Москва,
Ленинградский проспект,
д. 31А, стр. 1, 15 этаж
тел.: +7 (495) 504-10-64
bisico.com.ru
zd-m.ru



Вся продукция,
представленная в каталоге,
сертифицирована, согласно
законодательству РФ

